

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИМКБ СО РАН, д.б.н.
_____ С.А. Демаков
«__» ноября 2021 г.

**3. Перечень оборудования Центра коллективного пользования «Дизайн
рекомбинантных антител» ИМКБ СО РАН**

№ п.	Наименование прибора	Производитель	Основные характеристики	Год выпуска	Сведения о поверке или калибровке
1	Ocetet RED96	Sartorius (ForteBio)	Прибор позволяет производить анализ кинетики связывания белок-белок и белок-макромолекула, а также определения концентрации и титра белка в формате 96-луночного планшета для 8 образцов в один момент времени. Чувствительность прибора находится в диапазоне от 25 нг/мл до 2000 мкг/мл IgG.	2018	Акт о проведении пуско-наладочных работ от 23.11.2021 г.
2	Sony SH800	Sony	Прибор позволяет проводить сортировку клеточных культур в максимально-стерильных условиях. Оптическая система включает четыре лазера (405, 488, 561 и 638 nm) и 8 детекторов. Возможна сортировка в пробирки различного объема, а также в планшеты от 6 до 96 лунок.	2014	Калибровка осуществляется автоматически перед каждым запуском прибора

Руководитель ЦКП ДРА, к.б.н.
«22» ноября 2021 г.

С. В. Гусельников